

# PentaFerte

MEDICAL DEVICES SOLUTIONS



AGHI IPODERMICI

## Aghi ipodermici

### Specifiche generali

- ✓ Dispositivo medico sterile, monouso.
- ✓ Gli **aghi PentaLance** si adattano ai coni Luer o Luer Lock, conformi ai requisiti della norma EN ISO 80369-7.
- ✓ Il codice colore del bariletto è in accordo alla norma EN ISO 6009 e consente l'identificazione del calibro dell'ago.

### Metodo di sterilizzazione

Ossido di etilene 10% + CO2 90%; convalidato secondo la norma EN ISO 11135.

### Specifiche dei componenti

- ✓ **Cannula:** acciaio inossidabile AISI 304; diametro conforme alla norma EN ISO 9626 e lunghezza conforme alla norma EN ISO 7864.
- ✓ **Lubrificante:** silicone per uso medicale.
- ✓ **Bariletto:** polipropilene trasparente colorato.
- ✓ **Copriago:** polipropilene trasparente.
- ✓ Cannula assemblata al bariletto con **resina epossidica**.
- ✓ **Blister (sistema di barriera sterile):** carta medicale - film plastico.

Codice	Descrizione	Diametro (mm)	Codice Colore	Pezzi per cartone	N. scatole per cartone
004021A12	AGO 18G x 1 1/2"	1,20 x 40mm	Rosa	5.000	50 X 100 Pezzi
004021B12	AGO 19G x 1 1/2"	1,10 x 40mm	Crema	5.000	50 X 100 Pezzi
004021C12	AGO 20G x 1 1/2"	0,90 x 40mm	Giallo	5.000	50 X 100 Pezzi
004021D12	AGO 21G x 1 1/2"	0,80 x 40mm	Verde	5.000	50 X 100 Pezzi
004021E12	AGO 22G x 1 1/2"	0,70 x 40mm	Nero	5.000	50 X 100 Pezzi
004021E14	AGO 22G x 1 1/4"	0,70 x 30mm	Nero	5.000	50 X 100 Pezzi
004021F10	AGO 23G x 1"	0,60 x 25mm	Blu	5.000	50 X 100 Pezzi
004021F14	AGO 23G x 1 1/4"	0,60 x 30mm	Blu	5.000	50 X 100 Pezzi
004021H58	AGO 25G x 5/8"	0,50 x 16mm	Arancio	5.000	50 X 100 Pezzi
004021I05	AGO 26G x 1/2"	0,45 x 12mm	Marrone	5.000	50 X 100 Pezzi
004021L05	AGO 27G x 1/2"	0,40 x 12mm	Grigio	5.000	50 X 100 Pezzi
004021M05	AGO 28G x 1/2"	0,36 x 12mm	Blu/Verde	5.000	50 X 100 Pezzi
004021P05	AGO 30G x 1/2"	0,30 x 12mm	Giallo chiaro	5.000	50 X 100 Pezzi

Altre misure disponibili su richiesta.