

# PentaFerte

MEDICAL DEVICES SOLUTIONS



SIRINGHE DI GRANDE CAPACITÀ

## Informazioni sulle siringhe di grande capacità

L'ampia gamma di capacità delle siringhe PENTA soddisfa le esigenze di sicurezza e precisione anche in caso di volumi elevati da iniettare.

La **siringa da 50/60 ml** è disponibile anche nella versione ambrata, per garantire la protezione dei farmaci sensibili alla luce.

La **siringa 100 ml** viene fornita con adattatore Luer removibile, inserito nell'asta.

### Tre connessioni differenti:

- ✓ **Cono Luer Eccentrico** facilita l'operatore nella fase di prelievo di campioni.
- ✓ **Cono Luer Lock** fornisce connessioni serrate e affidabili.
- ✓ **Cono Catetere** consente il collegamento dei tubi.

### Metodo di sterilizzazione

Ossido di etilene 10% + CO2 90%; ciclo convalidato secondo EN ISO 11135.

### Specifiche dei componenti

- ✓ **Cilindro:** polipropilene trasparente con anello di ritenzione dello stantuffo.
- ✓ **Asta:** polipropilene opaco.
- ✓ **Pistone:** gomma sintetica atossica, con due anelli di tenuta.
- ✓ **Adattatore Luer (solo capacità 100 ml):** polipropilene trasparente.
- ✓ **Lubrificante:** silicone per uso medicale.
- ✓ **Scala di graduazione:** secondo EN ISO 7886-1.
- ✓ **Blister (sistema di barriera sterile):** carta medicale - film plastico.

Codice	Descrizione	Cono	Pezzi per cartone	N. scatole per cartone
002022810	SIR.30ML ECC.	B	320	4 X 80 Pezzi
002022820F	SIR.30ML L/L	C	320	4 X 80 Pezzi
002022920AF	SIR.50ML L/L AMBRATA	C	240	4 X 60 Pezzi
002022960	SIR.60ML ECC.	B	240	4 X 60 Pezzi
002022970 002022970F	SIR.60ML L/L	C	240	4 X 60 Pezzi
002022980	SIR.60ML CATETERE	D	220	4 X 55 Pezzi
002022C30	SYR.100ML CATH. con ADATTATORE LUER*	D	50	50 X 1 Pezzi

### Informazioni aggiuntive

**B:** Luer Eccentrico  
**C:** Luer Lock  
**D:** Catetere

