

PentaFerte

MEDICAL DEVICES SOLUTIONS



PENTAFINE

Siringhe Residuo 0 PentaFine

Le Siringhe PentaFine R0 (spazio morto ridotto al minimo), rappresentano una soluzione immediata e non traumatica per soddisfare le esigenze dei pazienti diabetici, garantendo un'iniezione indolore.

Specifiche generali

- ✓ Dispositivo medico **sterile**, monouso.
- ✓ **Spazio morto** conforme alle specifiche EN ISO 8537.
- ✓ L'**ago fisso** assicura un'iniezione indolore sicura e una somministrazione accurata.
- ✓ La **scala di graduazione** con tampografia consente una lettura più semplice.
- ✓ **Capacità disponibili:**
0,3 ml 100-U, 0,5 ml 100-U e 1 ml 100-U.

Metodo di sterilizzazione

Ossido di etilene 10% + CO2 90%; ciclo convalidato secondo EN ISO 11135.

Specifiche dei componenti

- ✓ **Cilindro:** polipropilene trasparente.
- ✓ **Asta:** polipropilene opaco.
- ✓ **Pistone:** gomma sintetica atossica con due anelli di tenuta.
- ✓ **Cannula:** acciaio inossidabile AISI 304; diametro e lunghezza secondo EN ISO 8537.
- ✓ **Copriago:** polipropilene arancione.
- ✓ **Lubrificante:** silicone per uso medicale.
- ✓ **Scala di graduazione:** secondo EN ISO 8537.
- ✓ **Blister (sistema di barriera sterile):** carta medicale - film plastico.

Codice	Descrizione	Ago	Pezzi per scatola	N. scatole per cartone
00202202P05	SIR.0,3ML 100U R.0	30G x 1/2" 0,30x12mm	2.400	24 X 100 Pezzi
0020220P03	SIR.0,3ML 100U R.0	30G x 1/3" 0,30x8mm	2.400	24 X 100 Pezzi
00202207P05	SIR.0,5ML 100U R.0	30G x 1/2" 0,30x12mm	2.400	24 X 100 Pezzi
00202207P03	SIR.0,5ML 100U R.0	30G x 1/3" 0,30x8mm	2.400	24 X 100 Pezzi
00202207N05	SIR.0,5ML 100U R.0	29G x 1/2" 0,33x12mm	2.400	24 X 100 Pezzi
00202217P05Z	SIR.1 ML100U R.0	30G x 1/2" 0,30x12mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202217P03Z	SIR.1 ML100U R.0	30G x 1/3" 0,30x8mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202217N05Z	SIR.1 ML100U R.0	29G x 1/2" 0,33x12mm	2.000	20 X 100 Pezzi



PentaFerte Italia Srl Unipersonale - C.F. e P. IVA: IT01866900671
Sede legale e stabilimento: Viale Piane Nocella, 23 - 64012 Campi (TE) - Italia
Uffici commerciali e amministrazione: Via Modena, 119 - 44122 Ferrara - Italia