

 **AGHI IPODERMICI**



# AGHI IPODERMICI



Gli aghi ipodermici **PENTA LANCE**, grazie alla siliconatura e alla tripla affilatura in conformità alla norma ISO 7864, garantiscono un eccellente grado di penetrazione. L'ampia gamma ne permette l'utilizzo per ogni esigenza.

## Caratteristiche generali

- Sterili, monouso, atossici, apirogeni.
- Gli aghi Penta lance si adattano al cono Luer 6 % (norma ISO 594/1) o al cono Luer Lock 6 % (norma ISO 594/2).
- Il barilello colorato permette di identificare il diametro dell'ago.
- La colorazione della scatola corrisponde al colore del barilello.

## Caratteristiche dei componenti

- **Cannula** in acciaio AISI 304, diametro a norma ISO 9626 e lunghezza a norma ISO 7864.
- **Affilatura** cannula tripla ed indolore (ISO 7864).
- **Lubrificante** silicone di grado medicale.
- **Barilello** in polipropilene di grado medicale colorato secondo la norma ISO 6009.

- **Copriago** in polipropilene trasparente.
- **Fissaggio cannula/barilello** con resina epossidica.
- **Blister** carta di grado medicale, film plastico.

## Metodo di sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO 10% + CO2 90%), ciclo convalidato secondo norma ISO 11135-1

DIMENSIONI	DIMENSIONI (mm)	CODICE COLORE	IMBALLO
18 G x 1 1/2"	1,20 x 40 mm	Rosa	100 pz.
18 G x 1 1/2" - Short	1,20 x 40 mm - Short	Rosa	100 pz.
19 G x 1"	1,10 x 25 mm	Crema	100 pz.
19 G x 1 1/2"	1,10 x 40 mm	Crema	100 pz.
19 G x 1 1/2" - Short	1,10 x 40 mm - Short	Crema	100 pz.
19 G x 1 1/4"	1,10 x 30 mm	Crema	100 pz.
20 G x 1"	0,90 x 25 mm	Giallo	100 pz.
20 G x 1 1/2"	0,90 x 40 mm	Giallo	100 pz.
20 G x 1 1/2" - Short	0,90 x 40 mm - Short	Giallo	100 pz.
20 G x 1 1/4"	0,90 x 30 mm	Giallo	100 pz.
21 G x 1"	0,80 x 25 mm	Verde	100 pz.
21 G x 1 1/2"	0,80 x 40 mm	Verde	100 pz.
21 G x 1 1/4"	0,80 x 30 mm	Verde	100 pz.
22 G x 1"	0,70 x 25 mm	Nero	100 pz.
22 G x 1 1/2"	0,70 x 40 mm	Nero	100 pz.
22 G x 1 1/4"	0,70 x 30 mm	Nero	100 pz.
23 G x 1"	0,60 x 25 mm	Blu	100 pz.
23 G x 1 1/2"	0,60 x 40 mm	Blu	100 pz.
23 G x 1 1/4"	0,60 x 30 mm	Blu	100 pz.
24 G x 1"	0,55 x 25 mm	Violetto	100 pz.
24 G x 1 1/2"	0,55 x 40 mm	Violetto	100 pz.
24 G x 1 1/4"	0,55 x 30 mm	Violetto	100 pz.
25 G x 1"	0,50 x 25 mm	Arancione	100 pz.
25 G x 5/8"	0,50 x 16 mm	Arancione	100 pz.
26 G x 1/2"	0,45 x 12 mm	Marrone	100 pz.
27 G x 1/2"	0,40 x 12 mm	Grigio	100 pz.
27 G x 3/4"	0,40 x 19 mm	Grigio	100 pz.
28 G x 1/2"	0,36 x 12 mm	Azzurro/Verde	100 pz.
29 G x 1/2"	0,33 x 12 mm	Rosso	100 pz.
30 G x 1/2"	0,30 x 12 mm	Giallo	100 pz.
<b>* Aghi specifici per mesoterapia</b>			
* 27 G x 1/6"	0,40 x 4 mm	Grigio	100 pz.
* 27 G x 1/4"	0,40 x 6 mm	Grigio	100 pz.

### Sede di Ferrara

Via Modena 119,  
44122 Ferrara  
Tel. +39.0532.778811  
Fax +39.0532.778812

### Sede di Campli

S.S. 202 Loc.tà Nocella,  
64012 Campli (TE)  
Tel. +39.0861.560201  
Fax +39.0861.560200

info@pentaferite.com  
www.pentaferite.com