



# SIRINGHE

3 PEZZI RESIDUO ZERO



# SIRINGHE

## 3 PEZZI RESIDUO ZERO



Le siringhe **PENTA FINE R.Ø** (Residuo Zero), (0,3 ml 100-U, 0,5 ml 100-U e 1 ml 100-U) rappresentano la pronta risposta alle esigenze del paziente diabetico che richiede sistemi di iniezione atraumatici. La somministrazione totale del farmaco e le dimensioni dell'ago di soli 8 mm di lunghezza, sono alcuni degli aspetti che caratterizzano l'innovazione della siringa PENTA FINE R.Ø.

Hanno pistone "**Latex Free**", in gomma sintetica priva delle proteine del lattice naturale, per evitare eventuali allergie.

### Caratteristiche generali

- Sterili, monouso, atossiche, apirogene.
- Spazio morto con tolleranza secondo norme ISO 8537.
- Le siringhe con l'ago fisso garantiscono una iniezione indolore e una sicura somministrazione per un dosaggio esatto della posologia.
- La graduazione indelebile e ben evidenziata permette una maggiore leggibilità.
- Disponibili in blister singolo o in confezione "autoprotetta" in sacchetti, la 0,5 ml e la 1 ml.

### Caratteristiche dei componenti

- **Cilindro** in polipropilene trasparente.
- **Asta** in polipropilene.
- **Pistone "Latex Free"** con due anelli di tenuta, in gomma sintetica acitossica, senza lattice.
- **Cannula** in acciaio AISI 304; diametro e lunghezza a norma ISO 8537.
- **Barileto** in polipropilene non sfilabile dal cono della siringa.
- **Copriago** in polipropilene arancione.
- **Lubrificante** silicone di grado medicale.
- **Graduazione** indelebile secondo norma ISO 8537.
- **Blister** carta di grado medicale, film plastico.

### Metodo di sterilizzazione

Ossido di Etilene (EO 10% + CO2 90%), ciclo convalidato secondo norma ISO 11135-1

#### Sede di Ferrara

Via Modena 119,  
44122 Ferrara  
Tel. +39.0532.778811  
Fax +39.0532.778812

#### Sede di Campli

S.S. 202 Loc.tà Nocella,  
64012 Campli (TE)  
Tel. +39.0861.560201  
Fax +39.0861.560200

info@pentaferte.com  
www.pentaferte.com

CAPACITÀ	GRADUAZIONE	ATTACCO	AGO	IMBALLO
0,3 ml RØ 100U	Unità di Insulina	A	M	100 pz.
0,5 ml RØ 100U	Unità di Insulina	A	M	30 pz.
0,5 ml RØ 100U	Unità di Insulina	A	M	100 pz.
1 ml RØ 100U	Unità di Insulina	A	M	30 pz.
1 ml RØ 100U	Unità di Insulina	A	M	100 pz.

A: Centrale  
M: Con ago montato

