

Penta

SIRINGA 1ML LUER LOCK IN POLICARBONATO



PRECISIONE

AFFIDABILITÀ

TRASPARENZA

PentaFerte
MEDICAL DEVICES SOLUTIONS

Caratteristiche:

- ✓ **DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO STERILE**
- ✓ **SENZA DEHP / LATEX / PVC**
- ✓ **INTERVALLO DI GRADUAZIONE: 0,01 ML**
- ✓ **CONO LUER LOCK**
- ✓ **GOMMINO CON DOPPIO ANELLO DI TENUTA**
- ✓ **STERILIZZAZIONE A OSSIDO DI ETILENE**



Il **Policarbonato** fornisce **connessioni affidabili** evitando il rischio di perdita o disconnessione dell'ago

La trasparenza del cilindro facilita il monitoraggio del fluido



Informazioni aggiuntive:

- ✓ **VALIDITÀ: 5 ANNI**
- ✓ **CARTONE: 1.800 PEZZI / 18 SCATOLE**
- ✓ **SCATOLA: 100 PEZZI**
- ✓ **COD. ARTICOLO: 002022120P**



Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro servizio clienti.

TELEFONO
+39 0532 77 88 50

EMAIL
info@pentaferite.com

WEBSITE
www.pentaferite.com

PentaFerte Italia Srl Unipersonale - C.F. e P.IVA: IT01866900671
Sede legale & stabilimento: Viale Piane Nocella, 23 - 64012 Campi (TE) - Italy
Uffici commerciali & amministrazione: Via Modena, 119 - 44122 Ferrara - Italy