

# PentaFerte

MEDICAL DEVICES SOLUTIONS



**SIRINGA 1ML LUER LOCK IN POLICARBONATO**

## Caratteristiche

- ✓ **DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO STERILE**
- ✓ **SENZA DEHP / LATEX / PVC**
- ✓ **INTERVALLO DI GRADUAZIONE: 0,01 ML**
- ✓ **CONO LUER LOCK**
- ✓ **GOMMINO CON DOPPIO ANELLO DI TENUTA**
- ✓ **STERILIZZAZIONE A OSSIDO DI ETILENE**



Il **Policarbonato** fornisce **connessioni affidabili** evitando il rischio di perdita o disconnessione dell'ago.

La trasparenza del cilindro facilita il monitoraggio del fluido.



## Informazioni aggiuntive

- ✓ **VALIDITÀ: 5 ANNI**
- ✓ **CARTONE: 1.800 PEZZI / 18 SCATOLE**
- ✓ **SCATOLA: 100 PEZZI**
- ✓ **COD. ARTICOLO: 002022120P**