

PentaFerte

MEDICAL DEVICES SOLUTIONS



LANCETTE PUNGIDITO

Lancette Pungidito

Progettate per facilitare il prelievo di sangue. La punta ultra affilata consente una facile penetrazione, mentre l'impugnatura in plastica consente una facile manipolazione del dispositivo.

Specifiche generali

- ✓ Dispositivo medico sterile, monouso.

Metodo di sterilizzazione

Raggi gamma 25 KGy; ciclo convalidato secondo EN ISO 11137.

Specifiche dei componenti

- ✓ **Impugnatura Lancetta:** polietilene lunghezza 23mm (+/- 0.1mm), larghezza 5mm (+/- 0,1mm).
- ✓ **Punta:** 30G, acciaio inossidabile AISI 304, angolo primario di 11 ° +/- 2 ° secondo EN ISO 7864, est. 0,30.
- ✓ **Protezione punta:** polietilene 9,4 mm (+/- 0,1 mm).
- ✓ **Confezione:** scatola di cartone colore bianco.

Codice	Descrizione	Pezzi per scatola	N. scatole per cartone
1290210301	Lancette pungidito	20.000	200 x 100 Pezzi



PentaFerte Italia Srl Unipersonale - C.F. e P. IVA: IT01866900671
 Sede legale e stabilimento: Viale Piane Nocella, 23 - 64012 Campli (TE) - Italia
 Uffici commerciali e amministrazione: Via Modena, 119/A - 44122 Ferrara - Italia