

PentaFerte

MEDICAL DEVICES SOLUTIONS



SIRINGHE TRE PEZZI CON AGO

Siringhe tre pezzi con ago

Le siringhe Penta offrono una gamma completa di capacità, realizzate nel rispetto di standard di alta qualità e sicurezza.

Specifiche generali della siringa

- ✓ Dispositivo medico sterile, monouso.
- ✓ La trasparenza del cilindro consente il **controllo della miscelazione**, l'eventuale presenza di bolle d'aria ed un corretto dosaggio.
- ✓ La **scala graduata** è stampata con inchiostro nero per facilitarne la leggibilità.
- ✓ L'utilizzo di silicone di grado medicale garantisce uno **scorrimento del pistone regolare e sicuro**.
- ✓ L'impugnatura secondo EN ISO 7886-1 consente una **manipolazione agevole**.
- ✓ Le connessioni Luer, centrali ed eccentriche, sono **conformi ai requisiti** della norma EN ISO 80369-7.

Metodo di sterilizzazione

Ossido di etilene 10% + CO2 90%; ciclo convalidato secondo la norma EN ISO 11135.

Specifiche dei componenti

- ✓ **Cilindro:** polipropilene trasparente con anello di ritenzione del pistone.
- ✓ **Asta:** polipropilene opaco.
- ✓ **Pistone:** gomma sintetica atossica con due anelli di tenuta.
- ✓ **Cannula:** acciaio inossidabile AISI 304; diametro conforme alla norma EN ISO 9626 e lunghezza conforme alla norma EN ISO 7864.
- ✓ **Bariletto:** polipropilene colorato in accordo alla norma EN ISO 6009.
- ✓ **Copriago:** polipropilene trasparente.
- ✓ **Lubrificante:** silicone per uso medicale.
- ✓ **Scala di graduazione:** conforme ai requisiti della norma EN ISO 7886-1.
- ✓ **Blister (sistema di barriera sterile):** carta medicale - film plastico.

Codice	Descrizione	Cono	Ago	Pezzi per cartone	N. scatole per cartone
00202212H58	SIR.1ML INS.100U 25G x 5/8"	A	0,50 X 16MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202212I05	SIR.1ML INS.100U 26G x 1/2"	A	0,45 X 12MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202212L05	SIR.1ML INS.100U 27G x 1/2"	A	0,40 X 12MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202212M05	SIR.1ML INS.100U 28G x 1/2"	A	0,36 X 12MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202213H58U	SIR.1ML INS/TUB 100U 25G x 5/8"	A	0,50 X 16MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202213I05U	SIR.1ML INS/TUB 100U 26G x 1/2"	A	0,45 X 12MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202213M05U	SIR.1ML INS/TUB 100U 28G x 1/2"	A	0,36 X 12MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202214H58	SIR.1ML TUB. 25G x 5/8"	A	0,50 X 16MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202214I05	SIR.1ML TUB. 26G x 1/2"	A	0,45 X 12MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202230D12	SIR.2,5ML 21G x 1 1/2"	A	0,80 X 40MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202230E14	SIR.2,5ML 22G x 1 1/4"	A	0,70 X 30MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202230F10	SIR.2,5ML 23G x 1"	A	0,60 X 25MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202230F14	SIR.2,5ML 23G x 1 1/4"	A	0,60 X 30MM	2.000	20 X 100 Pezzi
00202250D12	SIR.5ML CEN. 21G x 1 1/2"	A	0,80 X 40MM	1.200	12 X 100 Pezzi
00202250E12	SIR.5ML CEN. 22G x 1 1/2"	A	0,70 X 40MM	1.200	12 X 100 Pezzi
00202250E14	SIR.5ML CEN. 22G x 1 1/4"	A	0,70 X 30MM	1.200	12 X 100 Pezzi
00202250F14	SIR.5ML CEN. 23G x 1 1/4"	A	0,60 X 30MM	1.200	12 X 100 Pezzi
00202260E12	SIR.10ML CEN. 22G x 1 1/2"	A	0,70 X 40MM	960	12 X 80 Pezzi
00202260E14	SIR.10ML CEN. 22G x 1 1/4"	A	0,70 X 30MM	960	12 X 80 Pezzi
00202260D12	SIR.10ML CEN. 21G x 1 1/2"	A	0,80 X 40MM	960	12 X 80 Pezzi
00202261D12	SIR.10ML ECC. 21G x 1 1/2"	B	0,80 X 40MM	960	12 X 80 Pezzi
00202271C12L	SIR.20ML ECC. 20G x 1 1/2" (ago a lato)	B	0,90 X 40MM	800	10 X 80 Pezzi
00202271D12L	SIR.20ML ECC. 21G x 1 1/2" (ago a lato)	B	0,80 X 40MM	800	10 X 80 Pezzi
00202271E14L	SIR.20ML ECC. 22G x 1 1/4" (ago a lato)	B	0,70 X 30MM	800	10 X 80 Pezzi

Informazioni aggiuntive

Combinazioni siringhe/ ago Non-Standard: disponibili su richiesta

A: Cono Luer Centrale
B: Cono Luer Eccentrico