

PentaFerte

MEDICAL DEVICES SOLUTIONS



PENTAFINE

Siringhe Residuo 0 PentaFine

Le Siringhe PentaFine R0 (spazio morto ridotto al minimo), rappresentano una soluzione immediata e non traumatica per soddisfare le esigenze dei pazienti diabetici, garantendo un'iniezione indolore.

Specifiche generali

- ✓ Dispositivo medico **sterile**, monouso.
- ✓ **Spazio morto** conforme alle specifiche EN ISO 8537.
- ✓ L'**ago fisso** assicura un'iniezione indolore sicura e una somministrazione accurata.
- ✓ La **scala di graduazione** con tampografia consente una lettura più semplice.
- ✓ **Capacità disponibili:**
0,3 ml 100-UI, 0,5 ml 100-UI.

Metodo di sterilizzazione

Ossido di etilene.

Specifiche dei componenti

- ✓ **Cilindro:** polipropilene trasparente.
- ✓ **Asta:** polipropilene opaco.
- ✓ **Pistone:** gomma sintetica atossica con due anelli di tenuta.
- ✓ **Cannula:** acciaio inossidabile SUS 304; diametro e lunghezza secondo EN ISO 7864.
- ✓ **Copriago:** polipropilene arancione.
- ✓ **Lubrificante:** silicone per uso medicale.
- ✓ **Scala di graduazione:** secondo EN ISO 8537.
- ✓ **Blister (sistema di barriera sterile):** carta medicale - film plastico.

Codice	Descrizione	Ago	Pezzi per scatola	N. scatole per cartone
00203202P03	SIR. 0,3ML 100-UI R.O.	30G x 1/3" 0,30x8mm	2.400	24 X 100 Pezzi
00203207N05	SIR. 0,5ML 100-UI R.O.	29G x 1/2" 0,33x12mm	2.400	24 X 100 Pezzi
00203207P03	SIR. 0,5ML 100-UI R.O.	30G x 1/3" 0,30x 8mm	2.400	24 X 100 Pezzi
00203207P05	SIR. 0,5ML 100-UI R.O.	30G x 1/2" 0,30x12mm	2.400	24 X 100 Pezzi