

PentaFerte

MEDICAL DEVICES SOLUTIONS



SIRINGHE **TRE PEZZI** CON AGO

Siringhe tre pezzi con ago

Le siringhe Penta offrono una gamma completa di capacità, realizzate nel rispetto di standard di alta qualità e sicurezza.

Specifiche generali della siringa

- ✓ Dispositivo medico **sterile**, monouso.
- ✓ La trasparenza del cilindro consente il **controllo della miscelazione**, l'eventuale presenza di bolle d'aria ed un corretto dosaggio.
- ✓ La **scala graduata** è stampata con inchiostro nero per facilitarne la leggibilità.
- ✓ L'utilizzo di silicone di grado medicale garantisce uno **scorrimento del pistone regolare e sicuro**.
- ✓ L'impugnatura secondo EN ISO 7886-1 consente una **manipolazione agevole**.
- ✓ Le connessioni Luer, centrali ed eccentriche, sono **conformi ai requisiti** della norma EN ISO 80369-7.

Metodo di sterilizzazione

Ossido di etilene 10% + CO2 90%; ciclo convalidato secondo la norma EN ISO 11135.

Specifiche dei componenti

- ✓ **Cilindro**: polipropilene trasparente con anello di ritenzione del pistone.
- ✓ **Asta**: polipropilene opaco.
- ✓ **Pistone**: gomma sintetica atossica con due anelli di tenuta.
- ✓ **Cannula**: acciaio inossidabile AISI 304; diametro conforme alla norma EN ISO 9626 e lunghezza conforme alla norma EN ISO 7864.
- ✓ **Bariletto**: polipropilene colorato in accordo alla norma EN ISO 6009.
- ✓ **Copriago**: polipropilene trasparente.
- ✓ **Lubrificante**: silicone per uso medicale.
- ✓ **Scala di graduazione**: conforme ai requisiti della norma EN ISO 7886-1.
- ✓ **Blister (sistema di barriera sterile)**: carta medicale - film plastico.

Codice	Descrizione	Cono	Ago	Pezzi per cartone	N. scatole per cartone
00202212H58	SIR.1ml INS.100U 25G x 5/8"	A	0,50 X 16mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202212I05	SIR.1ml INS.100U 26G x 1/2"	A	0,45 X 12mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202212L05	SIR.1ml INS.100U 27G x 1/2"	A	0,40 X 12mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202212M05	SIR.1ml INS.100U 28G x 1/2"	A	0,36 X 12mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202213H58U	SIR.1ml INS/TUB 100U 25G x 5/8"	A	0,50 X 16mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202213I05U	SIR 1ml INS/TUB 100U 26G x 1/2"	A	0,45 X 12mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202214H58	SIR.1ml TUB. 25G x 5/8"	A	0,50 X 16mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202214I05	SIR.1ml TUB. 26G x 1/2"	A	0,45 X 12mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202230D12	SIR.2,5ml 21G x 1 1/2"	A	0,80 X 40mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202230E14	SIR.2,5ml 22G x 1 1/4"	A	0,70 X 30mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202230F10	SIR.2,5ml 23G x 1"	A	0,60 X 25mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202230F14	SIR.2,5ml 23G x 1 1/4"	A	0,60 X 30mm	2.000	20 X 100 Pezzi
00202250D12	SIR.5ml CEN. 21G x 1 1/2"	A	0,80 X 40mm	1.200	12 X 100 Pezzi
00202250E12	SIR.5ml CEN. 22G x 1 1/2"	A	0,70 X 40mm	1.200	12 X 100 Pezzi
00202250E14	SIR.5ml CEN. 22G x 1 1/4"	A	0,70 X 30mm	1.200	12 X 100 Pezzi
00202250F14	SIR.5ml CEN. 23G x 1 1/4"	A	0,60 X 30mm	1.200	12 X 100 Pezzi
00202260E12	SIR.10ml CEN. 22G x 1 1/2"	A	0,70 X 40mm	960	12 X 80 Pezzi
00202260E14	SIR.10ml CEN. 22G x 1 1/4"	A	0,70 X 30mm	960	12 X 80 Pezzi
00202260D12	SIR.10ml CEN. 21G x 1 1/2"	A	0,80 X 40mm	960	12 X 80 Pezzi
00202261D12	SIR.10ml ECC. 21G x 1 1/2"	B	0,80 X 40mm	960	12 X 80 Pezzi
00202271C12L	SIR.20ml ECC. 20G x 1 1/2" (ago a lato)	B	0,90 X 40mm	800	10 X 80 Pezzi
00202271D12L	SIR.20ml ECC. 21G x 1 1/2" (ago a lato)	B	0,80 X 40mm	800	10 X 80 Pezzi
00202271E14L	SIR.20ml ECC. 22G x 1 1/4" (ago a lato)	B	0,70 X 30mm	800	10 X 80 Pezzi

Informazioni aggiuntive

Combinazioni siringhe/ ago Non-Standard: disponibili su richiesta

A: Cono Luer Centrale

B: Cono Luer Eccentrico